



TWYDIL® GEL MEMBRE

Produit d'hygiène pour chevaux.

Maintenir les tendons et ligaments en bon état.

Composition (par 100 g)

Iode	1,0 g	Alcool isopropylique	7,5 g
Iodure de potassium	0,7 g	Polyéthylène glycol 300	90,8 g

Mode d'emploi

Appliquer en couche épaisse et sans frotter, deux fois par jour sur les jambes du cheval.

Usage externe uniquement.

Ne jamais laisser à portée des enfants.

No de lot et date d'expiration sont imprimés sur chaque pot.

Présentation

Pot de 250 g net

Carton de 12 pots de 250 g

Pavesco AG, Elisabethenstr. 54, CH-4010 Basel, Suisse
www.twydil.com

(réf. 05.2015)